

Päivittäin:

- Pese tuppi käytön jälkeen sisä- ja ulkopuolelta. Käytä lämmintä vettä ja huuhtelee tuppi kunnolla!
- Kuivata tuppi oikeinpäin (kiinnitystappi / kiinnitysruuvi / kangaspinta / teksti ulkopuolelle) käännettynä kuivatustelineessä, esimerkiksi yön aikana. Voit pyyhkäistä tuppea kuivaksi nukkaamattomalla pyyhkeellä.

Viikottain:

- Tarvittaessa puhdista tuppi miedolla pesuaineella. Käytä hajustetonta ja mahdollisimman Ph-neutraalia pesuainetta! Pesuaineella pesun jälkeen tuppi on huuhdeltava erittäin huolellisesti, jotta saippua-jäämät saadaan poistettua.

HUOM!

- Älä säilytä tuppea väärinpäin, vaan käännä se oikeinpäin heti puhdistuksen jälkeen.
- Varo rikkomasta tuppea kynsillä pukiessasi sitä tyngän päälle. Älä myöskään hiero tai hankaa tuppea voimakkaasti pesun aikana.
- Älä altista tuppea liialle kuumuudelle ja auringonpaisteelle kuivatuksen tai säilytyksen aikana.
- Älä käytä voimakkaita pesuaineita tupen puhdistamiseen. Mieto, hajusteeton ja Ph-neutraali saippua on paras vaihtoehto. Muista huuhdella tuppesi reilulla vedellä saippuapesun jälkeen!
- Jos huomaat tuppesi kuluneen merkittävästi, ota yhteyttä proteesimestariisi!